

管理番号

F30881

動作確認チェックシート(出荷前再検査)

(低温インキュベーター)

《温度範囲》

-10℃～ +50℃

検査日	019年 10 月 31 日	電源電圧	3相 12A 単相 100 V	内寸法(W×D×H)	60x47x100cm
型式	BNC-120	周波数	(60)・(60) Hz	キャスター含む 外寸法(W×D×H)	71x65x163cm
メーカー名	タバイエスペック	冷凍機	((有)・無)	送風ファン	((有)・無)
機械Ser.No	1372000068	冷媒	R-22	棚板	有 枚・無
製造年月	1997年				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・パッキン・ゴム栓・スイッチ等に著しいキズ・破損はないか	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか	○
3 SW設定	温度設定SW・その他SWの機能は正常か	○
4 温度調節機能	仕様温度範囲の調節ができるか。(定置運転)	○
5 プログラム機能	温度制御機能は正常か	○
6 到達時間	温度設定を最大・最小にした時の到達時間。(下欄に記入)	
7 付加機能	安全装置・ファン・差圧計・オートダンパー・記録装置・パトライト等は正常か	○
8 保管・出荷準備	ビス締め・清掃・フィルタの汚れ・入庫元に関するシール等を取り除く	○
9 確認シール	動作確認済シールを貼る(右側側面上部または機種名板が側面にあるときは、その近	○注2.

最高・最低温度到達時間

20℃→50.0℃ 約 10 分

21℃→-10.0℃ 約 46 分

条件 Ta=21℃

備考 (動作確認追記事項・不具合内容等)

注1. 独立過昇防止器は付いていない。

注2. 出荷前の再検査なのでシールの更新はしない。



定値運転の設定温度50℃と-10℃の運転状況



プログラム運転の終了画面

取扱説明書(有・無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

動作(OK・NG) 作業工数[5.0 H]

(備考欄コメント)

-10℃～50℃ O.K

[責任者]

検査担当者[小林 隆志]

ユーザー名[] 出荷日 年 月 日



ASK INDEX