

# 動作確認チェックシート

検査日	2016年 10月 5日	(機械の仕様・規格を記入する。)	
商品名	乾燥実験炉	電源電圧	AC200v 150A
型式	RTA-3030	ドライポンプ	荏原 AA20V1
メーカー	アルバック理工(株)	装置外寸	1000×1200×2050 570×800×1330
		ワーク寸法	300×350
製造番号	MR020021		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	△
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 装置電源投入、手動動作、真空置換等動作問題なし。到達圧力 $8.4 \times 10^{-6}$  Paで問題なし。
- 2 自動モードにて昇温、減圧問題なし。400℃確認、圧力コントロールも動作OK。



操作説明書(有り)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 20 H ] カーボン製プレート無し、石英製試料セット治具1本破損、要交換。  
 検査担当者[ 横内 ]  
 ユーザー名 [ ] 出荷日 年 月 日

