

動作確認チェックシート

検査日	2021年6月17日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	高温循環装置	電源電圧	三相200V15A	循環液IN,OUT	Rc1/2
型式	TEX-25トク	周波数	(50 / 60)Hz	循環液タンク	約3L
メーカー名	タイテック	使用温度範囲	+70~+200°C	外寸wxdxh	405x692x811
機械Ser,No	10200101	温度調整精度	±2.0°C	重量	80Kg
製造年月		ヒーター出力	2.5KW	循環液	ガルデンHT-270

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4		
5 消費電流	クランプで実測。	
6 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
7 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 循環液ガルデンHT-270抜かれている、弊社ストック無し、循環液センサーを短絡、循環ポンプ回転問題なし。液温センサー、配管に設置されている為(モニター温度上がらない)、ヒーター良否、直接ヒーターで確認、加熱する、SV設定問題なし、本機は特殊(トク)で冷却水は使用出来ない。



取扱説明書(無)

循環液IN,OUT



過昇装置270°C
循環液センサーを短絡



修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[3H]

検査担当者[上田]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

