

動作確認チェックシート

検査日	2016年 9月 2日	(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	排気フード	電源電圧	AC 100V	外寸(WXD _H)
型式	MF-50S-A	周波数	50Hz	
メーカー名	ヤマト科学			
機械Ser.No	-			
製造年月	-			

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

照明 OK

ベンチ内パーティクル チェック NG

0.3μm 4000/CF

0.5μm 1500/CF

HEPA(SS-MAC)交換必要

取扱説明書(有・無) 有

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

動作(OK NG)

検査担当者[

作業工数[

長田]

0.5H]

(備考欄コメント)

[責任者]

