

管理番号

G60348

工業用顕微鏡チェックシート

検査日	2017年 12月 22日
名称	顕微鏡
メーカー	Nikon
型式	MICROPHOT-FXL
S/N	15566
年式	一年 一 月

【外観】



【仕様】

観察法	明視野・暗視野	鏡筒	三眼鏡筒
		各種フィルター	NCB11 HE
照明系	ハロゲンランプ 12V/100W		GIF ND2
			ND8 ND32
総合倍率	25.50.100.200.400	ステージ	—
接眼レンズ	CFUWN 10×/26.5	ステージストローク	150mm×150mm
対物レンズ	M Plan 2.5× 0.075		(粗動グリップ、θ調整可)
	BD Plan 5× 0.1 DIC	レボルバー	5個穴電動レボルバ
	BD Plan 10× 0.25	その他	CAMERA(DP12)OLYMPUS製
	BD Plan 20× 0.4 DIC		電源(PSM-4)
	BD Plan 40× 0.65 DIC		カメラFX35DX(2台)、ポラロイドカメラ

視野内画像



20× 明視野画



20× 暗視野画

チェック項目	評価
■ コンディション	
総合	問題なし (カメラは動作未確認)
外観	特に問題なし
光学系	問題なし
駆動系	各フィルターのレバーの動きが悪い
照明	問題なし
電動レボルバー	右回転は動作するが左回転は不可
取扱説明書(無)	



【修理・改造履歴】

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力	(備考欄コメント)	[責任者]
動作(OK) 作業工数[2.0 H]	・各フィルターのセット及び解除のレバーが固く戻りが悪い	
検査担当者[雨宮(耕)]	・カメラはケーブルなどが無い為、動作未確認	
ユーザー名[]	】出荷日 年 月 日	