

管理番号

HB0840

動作確認チェックシート

検査日	2024年12月16日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	真空オープン	電源	AC100V	棚板	2枚
型式	DP-31	周波数	50/60Hz	ポンプ	型式:PD-51
メーカー名	ヤマト科学	使用温度範囲	40℃~240℃	内寸法	W300D300H300
機械Ser.No		使用真空範囲	760~1Torr	外寸	W530D505H715
製造年月	年 月	内容量	27L	重量	67kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

■ 外観・・・異常無し



■ 定置運転

庫内温度22℃から設定温度240℃到達まで 約100分



運転開始時



約100分後

■ 過熱防止器

設定温度+10℃自動設定



- ・オーバーヒートランプ点灯確認
- ・コントロールランプ消灯確認 (ヒーター通電停止)

■ 真空度



保持開始時



約100分後

■ タイマー機能(オートスタート/ストップ)

※タイマーランプ点灯するが設定時間にてスタート/ストップせず
タイマー機能使用不可

取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

動作(条件付きOK) 作業工数[7H]

検査担当者[菊竹]

ユーザー名[]

(備考欄コメント)

※タイマー機能使用不可

出荷日 年 月 日

[責任者]

