

管理番号

J10367

## 動作確認チェックシート

|          |             |                  |             |       |              |
|----------|-------------|------------------|-------------|-------|--------------|
| 検査日      | 2025年 4月 2日 | (機械の仕様・規格を記入する。) |             |       |              |
| 商品名      | コールドライト     | 電源電圧             | 1相 100-120V | 外寸    | W115D300H150 |
| 型式       | C-FI115     | 周波数              | 50/60 Hz    | 重量    | 3.2 Kg       |
| メーカー名    | ニコン         | 適合ランプ            | 15V150W     | ファイバー | 無し           |
| 機械Ser.No | 1004115     | ファイバー差込径         | φ 15mm      |       |              |
| 製造年月     | 年 月         |                  |             |       |              |

| チェック項目    | 主な確認内容                                 | チェック(○×) |
|-----------|----------------------------------------|----------|
| 1 外観      | 筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。   | ○        |
| 2 起動動作    | POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。 | ○        |
| 3 SW設定    | SWの機能は正常か。                             | ○        |
| 4 保管・出荷準備 | 水抜き・ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。          | ○        |
| 5 確認シール   | 動作確認済シールを貼る                            | ○        |

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・外観 …異常なし



・通電確認

電源スイッチON/OFF 確認

ファン回転確認 異音無し

・動作確認

調光Sw調整で照度変化確認



目盛:MIN

目盛:センター

目盛:MAX

取扱説明書(無)

## 修理・改造履歴

| 年月日 | 修理・改造記録 | 作業者 |
|-----|---------|-----|
|     |         |     |
|     |         |     |
|     |         |     |

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK)

作業工数[ 1h ]

検査担当者[ Tokunaga ]

ユーザー名[ ]

出荷日 年 月 日



ASKINDEX