

# 動作確認チェックシート

検査日	2023年5月31日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ラボラトリー・ウォッシャー	電源電圧	AC100V15A	内寸wxdxh	440x440x380
型式	AW-47	周波数	(50 / 60)Hz		
メーカー名	ヤマト科学				
機械Ser.No	58309120	給水圧	100K~300KPa		
製造年月	2016	外寸wxdxh	450x490x875		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

水道水導入、スタートSW、ON、タイマー、ヒーター機能、ドレン問題無し(ドレンホース無し)。

シャワー、OK、ターンテーブル問題無く回転。

ガラス容器の種類によって専用ラック必要(標準外付属品)。

操作部

付属品

ドレンSW

給水、ポンプ、ヒーターON

上下シャワーOK



取扱説明書(有)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者
2023年5月31日	AC~DCトランス、扉上下用ばね交換。	上田

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 12 H]

検査担当者[ 上田 ]

ユーザー名[ ] 出荷日 年 月 日

