

管理番号

K50488

# 動作確認チェックシート ( バイオクリーンベンチ )

検査日	2021年8月27日				
型式	CCV-1300E	電源電圧	単相100V	外形寸法(WxDxH)	400x805x1950
メーカー名	日立産機システム	周波数	50Hz	内形寸法(WxDxH)	1350x600x720
機械Ser.No	—				
製造年月	—				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・継手・スイッチ・計器等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	タイマー設定、蛍光灯、その他SWの機能は、正常か。	○
4 ファン動作	仕様通りに動作をするか	○
5 保管・出荷準備	ビス締め、清掃、フィルターの汚れ、入庫先に関するシール等を取り除く	○
6 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
7 クリーン度	0.5 μm 0/CF以下	○


備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 各スイッチ異常なし(ファン、照明、UV)
- ベンチ内パーティクル確認 OK

0.3 μm	0/CF
0.5 μm	0/CF

- 風量;風速インジケータ問題なし
- ガス供給スイッチ

ガスは、流していない。  
フットスイッチ等は、稼働している



パーティクルカウンタ



風速インジケータ



蛍光灯照明点灯



殺菌灯点灯

取扱説明書(有)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作 OK 作業工数[ 1.0 H]

中野

検査担当者[ 中野 ]