

動作確認チェックシート

検査日	2020年10月6日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	デシケーター	寸法w、d、h	1170x680x1760		
型式		棚板	8枚		
メーカー名		扉	裏表8枚		
機械Ser.No		トレイ	2枚		
製造年月		左右2室			

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	
3 SW設定	SWの機能は正常か。	
4		
5 消費電流	クランプで実測。	
6 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
7 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 左右2室アクリル板で区切られている、扉、マグネットで固定、アクリル板、金具、パッキン問題無し。



取扱説明書(無)

扉マグネット



修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名[] 出荷日 年 月 日

