

動作確認チェックシート


検査日	2021年 3月 18日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	マイクロピペッター(4個セット品)	電源	単相 AC100V	電動8連ピペット	0~10 μ l
型式	(電動式8連対応品)		ACアダプター		0~120 μ l
メーカー名	ザルトリウス・ジャパン	周波数	(50・60)Hz兼用		0~300 μ l
年式		充電台	4個同時充電方式		0~1200 μ l
外寸	約 ϕ 200 × H340mm(セット寸法)	セット質量	約1.45kg		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。又、評価機能は満たしているか。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1、外観確認実施。→問題なし。
- 2、充電後動作確認実施。→問題なく立ち上がる。(設定変更及び、動作スムーズ。)
- 3、純水にてピペット最大量の目視確認実施。→問題なし。但し、10 μ lの確認は、100 μ lと比較して目視量判断。

動作確認



取扱説明書(有)他のシングルピペットのコピー品

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

動作(OK) 作業工数[3H]

検査担当者[小林 克]

ユーザー名[

]出荷日

年 月 日

(備考欄コメント)

[責任者]

