

動作確認チェックシート

検査日	2021年11月30日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	遠心機	電源電圧	AC100V9A	設定温度	-9~40°C
型式	MA-160	周波数	(50 / 60)Hz		
メーカー名	トミー精工	ローター	TMA-29、TMA-S82		
機械Ser.No	32039370	回転数	MAX16000rpm		
製造年月		外寸wxdxh	385x480x910		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4		
5 消費電流	クランプで実測。	
6 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
7 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 設定温度-9°Cで起動、-8°C確認、現状ローターMAX回転数15000rpm、超えるエラーとE11点灯ダンパーNGのため蓋が直ぐに降りてしまう、現ダンパーメーカー無し、トミー精工部品供給無し。メモリー、タイマー機能問題無し。



取扱説明書(無)

現状ローターMAX回転数



最低温度



ダンパーNG



修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者
2022.11.1	ダンパー交換、再動作OK	上田

File Maker入力 (備考欄コメント) [責任者]

動作(OK) 作業工数[3 H] 7月のダンパー不良の蓋、7月南の状態を保持出来る

検査担当者[上田]

ユーザー名[] 出荷日 年 月 日