

動作確認チェックシート (アルミブロック恒温槽)

(機械の仕様・規格を記入する。)

| | | | | | |
|----------|----------------|------|-------------|-----------|---------------|
| 検査日 | 2021年 8 月 27 日 | | | | |
| 型式 | DTU-Mini | 電源電圧 | AC100V 1.5A | 外寸(WxDxH) | 128x215x190mm |
| メーカー名 | タイテック(株) | 周波数 | 50/60Hz | 重量 | 約1.6Kg |
| 機械Ser,No | 40200423 | 温度範囲 | R.T+(5~85)℃ | 付属ブロック | B-1220 注1. |
| 製造年月 | 不明(推定2012年頃) | 冷凍機 | なし | | |

| チェック項目 | 主 な 確 認 内 容 | チェック(○×) |
|-----------|--|----------|
| 1 外観 | 筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。 | ○ |
| 2 起動動作 | POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。 | ○ |
| 3 SW設定 | SWの機能は正常か。 | ○ |
| 4 保管・出荷準備 | 水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。 | ○ |
| 5 確認シール | 動作確認済シールを貼る | ○ |

| | |
|---------------------|--|
| 最高・最低温度到達時間 | 備考(動作確認内容・不具合内容等) |
| 23.0℃→105℃ | 注1. 付属のアルミブロックは、1.5mlマイクロバイアル瓶20本用のB-1220と思われる(穴の径はφ12.5)。フルフラットのアルミブロックB-0001も付属している。 |
| 約 32 分 | |
| 約 分 | |
| 条件 Ta≒24℃、アルミブロック装填 | |

注2. 昇温、アラーム動作(AL H、AL C)、メモリー設定の各機能検査は正常であった。



設定温度105℃での運転



アラームAL H作動時とアラームAL C作動時



取扱説明書(あり)

修理・改造履歴

| 年 月 日 | 修理・改造記録 | 作業者 |
|-------|---------|-----|
| | | |
| | | |

| | | |
|----------------|--------------|-------|
| File Maker入力 | (備考欄コメント) | [責任者] |
| 動作(OK) | 作業工数[2.0 H] | O. K |
| 検査担当者[小林 隆志] | | |
| ユーザー名[] | 出荷日 年 月 日 | |

