

動作確認チェックシート

検査日	2023年6月20日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	クリーンベンチ	電源電圧	AC100V		
型式	ADS130SM	周波数	(50 / 60)Hz		
メーカー名	ヤマト科学	照明	40Wx4(蛍光管)		
機械Ser.No	272036	殺菌灯(後付け)	15Wx1		
製造年月	1990				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 照明、殺菌灯、点灯、ブロー一回転、風速VR、MAXで約0.5m/sec。
- 2 作業台にパーティクルカウンター置き1分5回測定、0.3μm平均、1.6個0.5μm0個。
- 3 開口部150x1250で開口部、風速約3m確認、計算上風量約33.75m³/min。

作業台にパーティクルカウンター 40Wx4点灯、後で殺菌灯15Wx1

吸引流量2.83L/min

排水パイプ取られている。



取扱説明書(無)

ブロー、照明SW、ACコンセント問題無し。付属給水機



付属風速計0.5m/sec確認。



修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[3.5 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名[]出荷日 年 月 日

