

L70493

動作確認チェックシート

検査日	2022年 10月 7日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	防爆冷凍庫	電源電圧	AC100V	庫内温度制御	-40~-15°C
型式	SMF-038F1	周波数	50・60	外寸	W438 D513 H717 mm
メーカー名	柴田科学	有効内容量	37L	重量	45kg
機械Ser,No	6B-300003	消費電力	220/200W	鍵	無
製造年月	年 月	冷媒	R-404A		

チェック項目	主な確認内容	チェック (○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4		
5 消費電流	クランプで実測。	-
6 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。	○
7 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

室内温度: 17°C 庫内温度18°C 稼働スタート13:40~16:10 **-40°C**に到達 (2時間30分)



取扱説明書 (無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[1.0H]

検査担当者[馬場]

ユーザー名【 出荷日 年 月 日

中野