

# 動作確認チェックシート

検査日	2022年 8月 25日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	超音波洗浄器	電源電圧	3相 単相 100V	発振周波数	28/40KHz
製造年月	—————	周波数	(50・60)Hz兼用	槽容量	約3ℓ
メーカー名	アズワン	型名	MCD-3P	発振出力	100W
槽外寸法	W309×D274×H291	ロットNo.	190521-0063	ヒータ容量	100W
槽内寸	W240×D140×H100	重量	約4kg	付属品	フタ・洗浄カゴ

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	※×
3 SW設定	SWの機能は正常か。	※×
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	—————
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1、外観及び水漏れ確認実施。→外観/水漏れ等問題なし。
- 2、通電動作確認実施。→スイッチ・各種設定等操作時、モードボタン機能しない為、設定不可。  
(タイマー時間設定・ヒータ加熱設定・発振周波数切替不可能。)

## 動作確認



反応しない

現状数値での  
超音波発振  
デガス動作  
はする。

取扱説明書(有)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力	(備考欄コメント)	[責任者]
動作(NG) 作業工数[ 2H]		早川
検査担当者[ 小林(克) ]		
ユーザー名[ ]	】出荷日 年 月 日	