

動作確認チェックシート

検査日	2022年5月19日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	防爆冷凍冷蔵庫	電源電圧	AC100V4.5/3.6A	温度(冷蔵/冷凍)	0~10℃/-20℃、前後
型式	EP-351FR	周波数	(50 / 60)Hz	外寸wxdxh	750x665x1750
メーカー名	日本フリーザー	消費電力	350/330W	容量(冷蔵/冷凍)	280/80L
機械Ser.No	351140034	冷媒	R-134a(150/180g)	重量	140Kg
製造年月	2014			鍵有	棚板2枚

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 室温約20℃で起動、約1時間40分で冷蔵庫約-12℃付近確認、冷凍庫約-20℃、であった、ACプラグ防爆型で無い、防爆型コンセント、プラグ必要。



約-20℃

約-12℃

推奨値
温度最低設定



ゴムAC100Vプラグ 起動時庫内温度、冷凍約18℃、冷蔵約20℃、



取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者
2023.7.12	再動作作	上田

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2.5 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名[]出荷日 年 月 日

