

管理番号

M30250

動作確認チェックシート

| | | | | | |
|---------|---------------------------------------|--------|------------------------------------|------|-------------|
| 検査日 | 2022年9月22日 | | | | |
| 商品名 | 遠心分離機 | 電源電圧 | 1φ 200V/15A 50/60Hz | 回転制御 | 300~900rpm |
| 型式 | himac CF9RX | 最高回転数 | 9000rpm | タイマ | 5~55秒/1~99分 |
| メーカー名 | 日立工機(株) (エッペンドルフ・ハイマック・テクノロジーズ(株)) | 温度設定範囲 | -9°C~40°C | | |
| MFG NO. | O00342 | 外観寸法 | (W)600×(D)632×(H)876 ^{mm} | | |
| 製造年月 | — | 重量 | 132kg | | |

| チェック項目 | 主な確認内容 | チェック(○×) |
|-----------|--|----------|
| 1 外観 | 筐体・ケース・表示部等に著しいキズ・サビ・破損はないか。 | ○ |
| 2 起動動作 | POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。 | ○ |
| 3 SW設定 | SWの機能は正常か。 | ○ |
| 4 保管・出荷準備 | 水抜き・ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。 | — |
| 5 確認シール | 動作確認済シールを貼る。 | ○ |

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 電源スイッチON⇒問題なし。
- 2 設定スイッチ類⇒問題なし。
- 3 運転実施⇒問題なし。



図1. パラメータ確認



図2. ローター装着確認



図3. ローター:65/3000rpm



図4. START ON



図5. END

取扱説明書:無

修理・改造履歴

| 年月日 | 修理・改造記録 | 作業者 |
|-----------|--------------------|-----|
| 2023.8.20 | 再動作OK, 冷却 -9°C 確認。 | 上田 |

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作:OK 作業工数[1.5 Hr]

検査担当者[雨宮(耕)]

