

# 動作確認チェックシート

検査日	2023年7月3日	(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	冷却遠心機	電源電圧	単相200V30A	一般医療機器
型式	CR21G II	周波数	(50 / 60)Hz	
メーカー名	日立工機	MAX,SPEED	21000rpm	
機械Ser.No	MFG,NO560069CAT,NOS102115	冷媒	R404A(640g)	
製造年月		設定温度	-20~40°C	

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- ローター、R20A取付、設定速度16000で回転、同回転数確認  
室温25°C、庫内温度22°C設定温度-20°C起動、約2h後-5°C確認。  
ローター交換等でエラー出たら正しい数値を入れて、キーボードのCEボタンを押す。



取扱説明書(無)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 2 H]

検査担当者[ 上田 ]

ユーザー名[ ]出荷日 年 月 日

