

管理番号

M40215

動作確認チェックシート

検査日	2025年 1月 8日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	純水製造装置	電源電圧	DC24V, 80W	バクテリア	< 0.1CFU/mL
型式	Smart2Pure 12 UV	大きさ(W×D×H)	305×300×545mm	パーティクル	< 0.2 μm/mL
メーカー名	Thermo Scientific	電気伝導率	0.055 μS/cm	流量	up to 1L/min
機械Ser.No	1321839001107	比抵抗	18.2MΩ・cm	重量	28kg
製造年月	2018年9月	TOC	1~5ppb		


チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6 データバックアップ	PLC (未対象) TP (未対象) BT交換 (未対象)	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 本品は未使用品で、接続するフィルタ、配管等は未開封状態です。
- 2 今回は本体に電源投入のみを実施しました。フィルタ・配管類をセットして性能確認した場合、その後の放置期間で、バクテリア発生等のリスクが大きいため実施していません。



本体



電源投入時

取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

動作(OK) 作業工数[1.5H]
 検査担当者[野沢]

(備考欄コメント)

未使用品です。

[責任者]

