

動作確認チェックシート

検査日	2023年 9月 14日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	リアルタイムPCR	電源電圧	単相100~240V,750VA	蛍光励起光源	LEDランプ100W
型式	TP951	周波数	50/60Hz	蛍光検出波長	2種(FAM, ROX/Texas Red)
メーカー名	タカラバイオ	大きさ(W×D×H)	290×575×360mm	蛍光検出法	CCDカメラ方式
機械Ser.No	J-1620	温度設定範囲	10.0℃~99.9℃	同時測定サンプル数	96サンプル
製造年月	2021年	最大加熱/冷却速度	5.0℃/秒 4.0℃/秒	サンプル容器、容量	0.1mLチューブ 96穴プレート


チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。


- 1 装置、PCソフト立上げ問題なし。スタンバイ状態時フタ温度107℃
- 2 サンプル容器ないため、空運転状態で動作確認し、解析については不問とした。約1時間、問題なく運転終了。




実行プログラム(Thermal Profile)



結果/解析(空運転のため曲線は得られず)



終了時表示



取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

動作(OK) 作業工数[3.5H]
検査担当者[野沢]

(備考欄コメント)

サンプル容器等付属なし。

[責任者]

