

動作確認チェックシート

検査日	2023年 6月 19日	(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	電動ピペット	電源電圧	DC3.7V,1100mAh	
型式	Easypet 3	ACアダプタ	DC5V, 1A	
メーカー名	エッペンドルフ	大きさ(W×D×H)	140×40×160mm	
機械Ser.No	P88185K	容量	0.1mL~100mL	
製造年月	不明			

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 リチウム電池の充電問題なし。
- 2 弊社在庫で適応できるものが、2~25mLのプラスチックピペットしかないためこれで確認。
 - (1)純水を吸引し、速度調整含め問題なし。
 - (2)自然排出、ポンプ排出共に問題なし。



取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[1.5H]
 検査担当者[野沢]

