

動作確認チェックシート

検査日	2024年 9月 10日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	マニュアルプローバ	電源電圧	単相100V	顕微鏡	接眼レンズ: 10× 対物: 5×, 50×
型式	PM5	周波数	50/60Hz		
メーカー名	ズースマイクロテック	大きさ(W×D×H)	510×500×580mm	光源	LampLink2
機械Ser.No	15059	ウエハステー ジ	~φ150mm		
製造年月	2003年		温調機構なし		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	△(※)
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

※光源(LampLink2)出口のファイバーから光漏れあり。

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 (1)ウエハステージ: X,Z 軸粗動、X, Y, Z, θ 軸微動 動作問題なし。
- (2)顕微鏡 X, Y, Z 軸微動、サンプル確認と明るさ調整 問題なし。カメラはあるがモニタユニットなし。
- (3)プローブ台 Z軸微動(ゲージ有り)問題なし。
- 2 プローブ、マイクロマニピレータ、関連する測定機器は付属していないため、お客様が準備する必要あり。



取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(条件付きOK) 作業工数[2H]
検査担当者[野沢]

