

動作確認チェックシート

検査日	2023年 5月 30日	(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	糖度計(デジタル屈折計)	電源電圧	単相100~240V、30VA	
型式	RX-4000	周波数	50/60Hz	
メーカー名	(株)アタゴ	大きさ(W×D×H)	370×260×140mm	
機械Ser.No	170701N			
製造年月	2017年(1-6月?)			

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスト・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	-

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 蒸留水を用いてゼロ合わせ実施、問題なし。
- (糖度が既知の)標準液はないため、グラニュー糖の水溶液を測定。24.86%の測定値となった。問題ないと推定。



蒸留水でゼロ合わせ



ゼロ合わせ後蒸留水測定



グラニュー糖水溶液測定

取扱説明書(有) ※モードは1、待ち0秒で4秒後に測定値表示。測定値は少数2桁まで表示に設定してあります。

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力
 動作(OK) 作業工数[1.5H]
 検査担当者[野沢]

(備考欄コメント)
 未使用品です。

[責任者]

