

N60980

動作確認チェックシート

検査日	2023年6月27日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	チラー	電源電圧	AC100V		
型式	CA-1110	周波数	(50 / 60)Hz		
メーカー名	東京理化器械				
機械Ser.No	946710163	温度調整範囲	-20~20℃		
製造年月					

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1) 室温24℃、液温(ナイブラインZ1、50%、14L)19℃、設定温度-20℃、起動約1時間12分-13℃確認、
2) その後54分後、-15℃確認、現状能力。

-15℃

IN,OUT連結、断熱材使用

弊社流量計測定

流量約8L/min



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力 (備考欄コメント) 能力低下

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

