

動作確認チェックシート


検査日	2024年 2月 14日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ボトルトップディスペンサー	吸引チューブ	L395mm,内径φ6mm	製造年月	不明
型式	5-50mL	排出チューブ	160mm	設定範囲	5~50mL
メーカー名	DLAB	機械Ser,No	—————	最小可変容量	1.0mL
本体外形寸法	φ50×L240	本体質量	約320g	変換アダプター	GL-25,28,32,38,S40

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	動作時に異常(稼動部・設定部等)はないか。	○
3 容量設定確認	設定容量と実際の容量の比較。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1、外観確認を実施。 →問題なし。
 - 2、各設定部(容量設定ツマミの動作、手動ポンプ稼動動作確認を実施。 →動作問題なし。
 - 3、社内品(工業用蒸留水)にて手動ディスペンサー動作確認を実施。 →動作問題なし。
- (最小目盛/中間目盛/最大設定値での実際の採取容量を目視確認。)

動作確認



取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力
 動作(OK) 作業工数[2H]
 検査担当者[小林(克)]
 ユーザー名[

(備考欄コメント)

[責任者]

】出荷日 年 月 日

