

管理番号

N80553


動作確認チェックシート

検査日	2023年12月15日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	金属顕微鏡	電源電圧	1相 100V	ステージ	φ205mm(8インチ)
型式	BHMJL	周波数	50/60 Hz	レボルバ	手動
メーカー名	オリンパス	接眼レンズ	WHK 10x/20L	ステージストローク	X軸140 Y軸160mm
機械Ser.No	219248	対物レンズ	5x/10x/20x/50x	外寸	W360D480H500
製造年月	年 月			重量	80 Kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・外観 …異常無し



・観察

サンプル:Mitsutoyo CHART-001



5x



10x

・照明確認(Nikon UN2-PSD100)

ランプ点灯(調光) 確認



20x




50x

・可動部確認

XY軸動作 異常なし

Z軸動作 異常なし



・フィルター

Y-48/R-60付属



R-60使用時

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力	(備考欄コメント)	[責任者]
動作(OK)	作業工数[2H]	天野
検査担当者[Tokunaga]		
ユーザー名[]	出荷日 年 月 日	