

動作確認チェックシート

検査日	2024年 9月 11日	(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	セルアナライザー	電源電圧	単相100~240V,250W	
型式	Cedex HiRes	周波数	50/60Hz	
メーカー名	ロシュ・ダイアグノスティック(株)	本体大きさ (W×D×H)	570×625×580mm	
機械Ser.No	G037E2031	散乱光・蛍光検出数	数十~25000cells/s	
製造年月	2018年3月	測定径	0.5~50 μm	

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスト・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

※

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1 PC・装置立上げ問題なし。以降は下記の理由でメンテナンスが出来ないため未実施。

(1) Cedex HiRes Reagent Kit (トリパンプー溶液、洗浄液、クリーニング溶液、蒸留水、廃液ボトル)がない。

またこれをセットして都度の流路全体洗浄が必要だが実施できない。

(2) 装置メンテナンス用ビーズなし(装置移動時や1回/月必要)

(3) サンプルカップなし(測定用)

メンテナンスパーツ他なく、確認未実施。
顧客でのメンテナンス・測定を推奨します。



取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(保留) 作業工数[3.5H]

PC立上げ:ログイン名&パスワード共に:Win-Admin

検査担当者[野沢]

ソフト立上げ:ログイン名:Superuser パスワード :spass

