

動作確認チェックシート



検査日	2024年 8月 29日	(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	セルカウンター	電源電圧	DC24V	
型式	NC-202	大きさ(W×D×H)	390×300×230mm	
メーカー名	ChemoMetec A/S			
機械Ser.No	9002020022000434			
製造年月	不明			

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 電源ONで正常に立上る。ソフトウェアの立上げも問題なし。
- 2 細胞試料を吸引する Via2-Cassette がないので測定はできない。

ツールがないため現状測定はできない。
お客様のサンプルで測定・確認をお願い致します。



取扱説明書(有 但し簡易説明書)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力 動作(保留) 作業工数[1H] 検査担当者[野沢]	(備考欄コメント) PC立上げ及びソフト立上げパスワードは『Matsuzaki』	[責任者]
---	---	-----------