

# 動作確認チェックシート

検査日	2025年3月3日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	遠心分離機 (卓上微量高速遠心機)	電源	AC100V±10V	速度制御範囲	300~15,000rpm
型式	CT15E	電流	15A	タイマー	1~99分
メーカー名	himac(日立工機)	周波数	50/60Hz	発熱量	300W
機械Ser.No	700843	最高回転速度	15,000rpm	寸法	W240xD328xH254 <sup>mm</sup>
製造年月		最大遠心加速度	21,500xg	質量	17kg

チェック項目	主な確認内容			チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。			○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。			○
3 SW設定	SWの機能は正常か。			○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。			—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る			○
6 データバックアップ	PLC (済・ <del>未対象</del> NG)	TP (済・ <del>未対象</del> NG)	BT交換 (済・未)	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1.外観⇒問題なし。(※ローター室は汚れが有ります)
- 2.各スイッチ類確認⇒問題なし。
- 3.動作(回転)確認⇒問題なし。  
(Manual Start)



電源投入



ローター室&ローター



5,000rpm 設定→運転



5,000rpm 設定→運転  
終了→Door Open



15,000rpm(Max) 設定→運転



15,000rpm(Max) 設定→運転  
終了→Door Open)

取扱説明書:無

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作:OK 作業工数 [ 1.5 hr ]

検査担当者[ 雨宮 ]

ユーザー名[                    ]

出荷日 年 月 日

