

# 動作確認チェックシート

検査日	2024年3月22日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	チラー(空冷)	電源電圧	AC115V 13A		
型式	CFT-33	周波数	(60)Hz		
メーカー名	NESLAB	温度範囲	5~30°C		
機械Ser.No	199201025				
製造年月					

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1) タンクに15°Cの水を入れて、設定温度5°C、約5分で5°C到達、3°Cまで下がり5°Cに戻り安定。
- 2) 弊社流量計で約13L確認。

水圧計問題無し。



IN,OUT連結



5°C



約13L/min



取扱説明書(無)ネット上有(英文)。

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 3 H]

検査担当者[ 上田 ]

ユーザー名[ ]出荷日 年 月 日

