

# 工業用顕微鏡チェックシート

|      |              |
|------|--------------|
| 検査日  | 2024年 3月 21日 |
| 名称   | デジタルマイクロスコープ |
| メーカー | KEYENCE      |
| 型式   | VHX-600      |
| S/N  | 7C14746      |
| 年式   | — 年 — 月      |

【外観】



【仕様】

|          |                          |          |             |
|----------|--------------------------|----------|-------------|
| 本体(モニター) | カラー液晶(TFT)15型            | マイクロスコープ | 型式:VH-Z100R |
| 画素数      | 1600(H) × 1200(V) (UXGA) |          | No.1990012  |
| 電源電圧     | AC100-240V 50/60Hz       | 倍率       | 100x~1000x  |
| 本体寸法     | 382 × 192 × 440          | 観察距離     | 25mm        |
| 照明ランプ    | ハロゲンランプ<br>JCR12V100W10H | 照明方式     | 同軸落射照明      |
| レンズ・スタンド | 型式:VH-S5                 |          |             |
|          | No.7850918               | マイクロスコープ | 型式:VH-Z500  |
|          |                          |          | No.1470002  |
|          |                          | 倍率       | 500x~5000x  |
|          |                          | 観察距離     | 4.4mm       |
|          |                          | 照明方式     | 同軸落射照明      |

チェック項目

■ コンディション

評価

総合

PCのみNG

外観

スコープVHX-500で動作確認  
スタンドに汚れがあるが問題なし。

光学系

問題なし。(VHX-500にて確認)

駆動系

問題なし。

照明

ハロゲンランプ点灯せず。

PC

ハロゲンランプが点灯せず画像映らず。  
メニュークリックにて画面フリーズ。

取扱説明書

有

視野内画像


本体画像映らず(NG)

VH-Z100R



VH-Z100R 100x

VH-Z100R 1000x



VH-Z500

VH-Z500 500x



【修理・改造履歴】

| 年月日 | 修理・改造記録 | 作業者 |
|-----|---------|-----|
|     |         |     |
|     |         |     |

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(NG) 作業工数[ 8 H]

本体起動するがランプ点灯せず。メニュークリックにてPC画面フリーズ。

検査担当者[ 三科 ]

スコープ動作確認は別機(VHX-500)確認し問題なし。

ユーザー名[

]出荷日 年 月 日

