

## 動作確認チェックシート


|      |              |                  |                  |
|------|--------------|------------------|------------------|
| 検査日  | 2026年 2月 10日 | (機械の仕様・規格を記入する。) |                  |
| 商品名  | マイクロプレートシーラー | 電源               | AC100v           |
| 型式   | G5585AA      | 装置寸法             | 216x399x584 20kg |
| メーカー | アジレント        | プレート             | φ7 深さ25mm x96    |
| 製造年  | 2018 11      |                  |                  |
| 製造番号 | SG1848A005   |                  |                  |

| チェック項目       | 主な確認内容                                      | チェック(○×) |
|--------------|---------------------------------------------|----------|
| 1 外観         | 筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。        | ○        |
| 2 起動動作       | POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。      | ○        |
| 3 SW設定       | SWの機能は正常か。                                  | ○        |
| 4 保管・出荷準備    | 水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。               | ○        |
| 5 確認シール      | 動作確認済シールを貼る                                 | ○        |
| 6 データーバックアップ | PLC (済 未対象 NG) TP (済 未対象 NG) BT (済 未対象 未対応) |          |

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

ロールシールセットして確認、プレートへの溶着問題なし。

温度及び溶着時間の変更も問題なし。



操作説明書(有り)

## 修理・改造履歴

| 年月日 | 修理・改造記録 | 作業者 |
|-----|---------|-----|
|     |         |     |
|     |         |     |
|     |         |     |
|     |         |     |
|     |         |     |
|     |         |     |

SIHRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 5H]

検査担当者[ 横内 ]

ユーザー名[                      ] 出荷日                      年                      月                      日

