

# 動作確認チェックシート

検査日	2024年 7月 10日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	殺菌線保管庫	電源電圧	単相100V	照度	反射板から5cm離れた位置で 反射方向から 200 $\mu$ W/cm <sup>2</sup> 以上
型式	YS-2	周波数	50Hz		
メーカー名	アズワン	大きさ(W×D×H)	485×300×362mm		
機械Ser.No	161125147	殺菌灯	GL15W, 2本		
製造年月	不明	棚	2段		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	△(※)
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

※左側面一カ所へこみ、正面左上角塗装剥がれあり

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 254nmの照度計(ウシオ電機 UIT-250)で照度測定。スペック通りの測定方法が難しいので、棚板にセンサーを載せた状態で、0.59mW/cm<sup>2</sup>、0.51mW/cm<sup>2</sup>。問題ないレベルと考える。



取扱説明書(有)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 1.5H]  
検査担当者[ 野沢 ]

