

管理番号

051031

検査日	2024年8月22日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	超低温冷凍庫	電源電圧	3相200V	圧縮機出力	750W×2台
型式	CLN-35CWHC	周波数	50/60Hz	冷媒	HCノンフロン
メーカー名	日本フリーザー	内容積	約354ℓ	冷却システム	ダブル冷却
機械Ser.No		冷却性能 / 常用温度 : -90℃ / -75℃ ~ -85℃			
製造年月	2021年3月	外寸法/内寸法: W1630×D865×H1030/W1040×D490×H695			

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

■ 外観・・・問題無し



■ 温度上昇警報確認・・・問題無し

(作動条件: AL-1スイッチONで庫内温度が設定温度に対し+15℃以上でブザーが鳴り、スイッチOFFでブザー停止)

■ 動作確認

庫内温度18℃から-85℃到達まで **約2時間30分**
 冷凍庫表示器 **-85℃** / 社内測定機HIOKI(LR8500) **-85.5℃**

■ 通電確認・・・問題無し

温度調節器、記録計表示確認



・リボンカセット劣化の為、印字確認未実施
 ※記録計(型式: SR10000)を使用する際は
 リボンカセットを交換して下さい。



運転開始時



運転開始から2時間半経過



社内測定機HIOKI(LR8500)

取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力	(備考欄コメント)	[責任者]
動作(OK)	※記録計(型式: SR10000)を使用する際は	
作業工数[6H]	リボンカセットを交換して下さい。	
検査担当者[菊竹]	出荷日 年 月 日	
ユーザー名[]		