

管理番号

051033

動作確認チェックシート

| | | | | | |
|----------|------------|-----------------|----------|--------|----------------|
| 検査日 | 2024年9月17日 | (機械の仕様・規格を記入する) | | | |
| 商品名 | 超音波ホモジナイザー | 電源電圧 | AC100V | 定格出力 | 600W |
| 型式 | US-600AT | 周波数 | 50/60 Hz | 発振周波数 | 19.5KHz±1KHz |
| メーカー名 | 日本精機製作所 | 電流 | 15A | 振動素子 | P.Z.T(ボルト締電歪型) |
| 機械Ser.No | AH100520 | 重量 | 約20kg | 発信器寸法 | 330W×450D×170H |
| 製造年月 | 2020年 6月 | | | スタンド寸法 | 250W×260D×525H |

| チェック項目 | 主な確認内容 | チェック(○×) |
|-----------|--|----------|
| 1 外観 | 筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。 | ○ |
| 2 起動動作 | POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。 | ○ |
| 3 SW設定 | SWの機能は正常か。 | ○ |
| 4 保管・出荷準備 | 水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。 | ○ |
| 5 確認シール | 動作確認済シールを貼る | ○ |
| 6 その他 | | |

備考(動作確認内容・不具合内容等)

機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・外観



・運転確認

照射ヘッドを水中(バケツ)に漬けて超音波の発振状態を確認する



(80W)



(249W)

・通電確認

電源SW ON時 POWERランプ点灯、アラーム表示消灯確認



・SUS製超音波ヘッド仕様(配管経路)

攪拌液IN/OUT

冷却水IN/OUT

攪拌液IN/OUT

冷却水IN/OUT



取扱説明書(有/コピー)

修理・改造履歴

| 年月日 | 修理・改造記録 | 作業者 |
|-----|---------|-----|
| | | |
| | | |
| | | |

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[4H]

検査担当者[Usunabe]

ユーザー名[]

出荷日 年 月 日

