

管理番号

051147

動作確認チェックシート

検査日	2024年7月2日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	デシケーター(オートドライ)	電源・電圧	AC100V		
型式	SD-1	周波数	50・60 Hz		
メーカー名	井内	棚板	5枚		
機械Ser.No	-	外寸	W310 D360 H470		
製造年月	-	内寸	W270 D300 H410		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いかな。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)は無いかな。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る。	○
6 到達確認	機器仕様/規格値を満たしているか。	○

動作確認環境(室温 24.5℃ 湿度 58%)

■ 外観・異常なし



■ 動作…①②③設定湿度30% ④設定湿度40%

起動前…24.5℃ 58%



起動2時間後…24.5℃ 58%



■ 通電確認



③測定後設定湿度を40%に変更

起動20時間後…23.5℃ 31%



起動24時間後…25.0℃ 40%



取扱説明書(無) 電子分解を行う仕様のため湿度の変化に即効性はない…異常なし

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業時間[3.0H]

検査担当者[金子]



ユーザー名【 】出荷日 年 月 日