

動作確認チェックシート

検査日	2024年6月11日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	インキュベーター	電源電圧	AC100V	外寸wxdxh	400x410x685
型式	EI-300V	周波数	(50 / 60)Hz	内寸wxdxh	300x300x300
メーカー名	アズワン	温度調節範囲	室温+5~80℃	棚板	2枚
機械Ser.No	Lot,No, 2208 33	ヒーター	200W	重量	30kg
製造年月		タイマー、過昇装置付き		鍵無モ	有

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 室温125℃、庫内温度25℃で起動、約1時間22分で80℃確認。
- 過昇装置、タイマー機能問題無し。



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者
2024. 9. 26	再動作OK	上田 穂刈

SHIRASAGI 入力 (備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名[]出荷日 年 月 日

