

動作確認チェックシート

検査日	2025年 7月 24日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	CO ₂ インキュベータ	電源電圧	単相100V, 6A	使用温度	+5~55℃
型式	NU-5800D	周波数	50/60Hz	CO ₂ 設定範囲	0.0~20.0%
メーカー名	ヤマト科学(NuAire社)	大きさ(W×D×H)	680×691×1008mm	加湿方式	加湿トレイ 自然蒸発方式
機械Ser.No	55300692	内容量	200L	棚	4段
製造年月	2014年	内寸(W×D×H)	540×509×724mm	重量	106kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	△(※)
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6 データバックアップ	PLC (未対象) TP (未対象) BT交換 (未対象)	

※右側面ケーブル口のフタは付属なし

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 加湿トレイに純水を入れ運転。動作、インターロックに問題なし。温度コントロール、CO₂モニタ等異常なし。
- 参考として右側面ケーブル口に熱電対を入れ、表示と比較。
 - 温度:37.0℃、CO₂:5.0%設定で26.7℃からスタート。約30minで安定。熱電対は38.1℃であった。
 - 温度:55.0℃、CO₂:5.0%設定で37.2℃からスタート。約2hで安定。熱電対は56.7℃であった。
- ユーザパスワードは『1111』



ドアオープン



側面ケーブル口温度



取扱説明書(有) 注)確認前にアルコール清掃していますが、槽内一部サビ有り。使用時は除染を実施願います。

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[5.5H]

ユーザパスワードは『1111』です。

検査担当者[野沢]

