

管理番号

070155

動作確認チェックシート

検査日	2025年 4月 14日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	アスピレーター	電源電圧	AC100V 0.5A	排気ボトル	2000cc
型式	MCV-20PS	周波数	50/60Hz	寸法	W316.5×D325×H311
メーカー名	アルバック	到達圧力	30kPa		
機械Ser.No	2393	排気量	12L/min		
製造年月		圧力調整	30～98kPa		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6 データバックアップ	PLC (済・未対象・NG) TP (済・未対象・NG) BT交換 (済・未)	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1, 外観確認:問題なし
- 2, SW類:問題なし
- 3, 動作確認:社内動作確認用真空計を接続し真空度を測定。



真空度確認



アスピレーター真空計




佐内動作確認用真空計

アスピレーター真空計約0.028MPaを動作確認用真空計表示に換算すると約-73.325kPaなります



MIN真空引き



吸

アスピレーター真空計約0.09MPaを動作確認用真空計表示に換算すると約-11.32kPaなります

取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

動作(OK) 作業工数[4 H]

検査担当者[三浦]

ユーザー名【

】出荷日 年 月 日

(備考欄コメント)

[責任者]

