

管理番号

OB0346

動作確認チェックシート

検査日	2025年9月29日	(機械の仕様・規格を記入する)			
商品名	電子秤	電源	専用ACアダプター DC12V AC100V	内蔵校正分銅	有
型式	HJR-17K	秤量(kg)Max	17		
メーカー名	新光電子(株)	最小表示(g)	0.1		
機械Ser,No	205450048	重量測定方式	音叉振動式		
製造年	—	計量皿寸法	400x350mm		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1.外観確認。→問題なし

2.弊社所有分銅による計量実施。→基本的な計量結果:OK(下記表による)

2-1.繰返し性テスト(同じ分銅を10回計量しその誤差を記入。(使用分銅5kg、誤差 0.1 g),(Calibration OK)

2-2.直線性テスト(無加重、最大秤量の約25%,50%,75%夫々を計測)

3.計量皿内バラツキ確認(10kg分銅にて確認 (最大バラツキ 1.5 g))



電源ON



Auto-Calibration



繰返し性テスト



最大秤量計測

取扱説明書:有

100001.5g
100000.5g
100001.1g
100001.5g
100000.7g

計量皿内バラツキ

直線性テスト(g)	
無加重	0.00
25%(425)	425
50%(850)	850.2
75%(1275)	1275.1
最大秤量(1700g)	16999.3
最大誤差 0.7	

繰返し性テスト(g)	
1	5000.3
2	5000.3
3	5000.4
4	5000.3
5	5000.3
6	5000.3
7	5000.3
8	5000.3
9	5000.3
10	5000.3
誤差	0.1

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作:OK 作業工数[2.0 hr]

検査担当者[雨宮]

