

P20268

動作確認チェックシート

検査日	2025年 6月 24日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	デジタル顕微鏡	電源電圧	ACアダプター/単三電池4本	デジタルカメラ	5インチCMOS(倍率10倍)
型式	CE44347	周波数	50/60 Hz	照明	LED照明(6V6W)
メーカー名	セレストロン	ステージ寸法	88x88mm	フィルター	6パターン
機械Ser.No		対物レンズ	4x/10x/20x/40x	外寸	W140D180H330
製造年月	年 月	液晶画面	4.3インチ/4倍ズーム	重量	1.9 Kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・外観 …異常なし



・通電確認

液晶画面表示 確認

照明点灯/調光スイッチ 確認



・可動部

ステージ調整ハンドル 確認

ピント調整ハンドル 確認

リボルバー回転 確認


液晶画面タッチ操作 確認

液晶画面回転(首振り) 確認

フィルター回転 確認

・観察

観察サンプル: 付属プレパラートTilia stem(シナノキの幹)



観察サンプル: 付属プレパラートApple(リンゴ)



観察サンプル: 付属プレパラートEpidermisOnion(玉ねぎの表皮)



・フィルター



・付属プレパラート



取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

動作(OK)

作業工数[4h]

(備考欄コメント)

NO CARD表示はSDカード未挿入の為

[責任者]

検査担当者[Tokunaga]

ユーザー名[]

出荷日 年 月 日

