

動作確認チェックシート

検査日	2025年 9月 11日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	デジタルマイクロスコープ	電源電圧	DC5V(USB)	照明	LED8個
型式	DX-012B	センサー	カラーCMOSセンサー	インターフェース	USB2.0
メーカー名	アズワン	解像度	1920x1080ピクセル	サイズ	φ32x115mm
機械Ser.No		フレームレート	30fps(max)	重量	190 g
製造年月	年 月	倍率	20x~200x倍		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・外観 …異常なし



・可動部操作

フォーカス調整ネジ調整 確認



・観察

社内PCにソフトウェアインストールし確認実施
サンプル: 付属校正正規



・通電確認

LED照明点灯/調光 確認

PCにカメラ画像 確認



20x




100x



200x

・測定機能



取扱説明書(有)

操作OS: Windows7/8/8.1/10

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK)

作業工数[3h]

検査担当者[Tokunaga]

ユーザー名[]

出荷日 年 月 日

