

動作確認チェックシート

検査日	2025年 9月 3日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	2次元複屈折評価システム	主電源電圧	AC100-240V 130W	光源領域	500×375mm
型式	PA-300-XL	周波数	50/60Hz	測定波長	520nm
メーカー名	(株)フォトリテックス	本体部Ser.No.	—————	位相差測定範囲	0～130nm
本体寸法	約縦650mm×横650mm×高さ1930mm	構成品	本体(LED光源)	測定領域	約242×290～360×480mm
質量	約46kg		カメラ+パソコン	基準サンプル	水準位相差板 無


チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6 データバックアップ	PLC(済・未対象・NG) TP(済・未対象・NG) BT交換(済・未)	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。


- 1、外観確認。→外観問題なし。
- 2、通電確認。→本体(LED光源)、ノートパソコン立上げ問題なし。ノートPC:Windows 10 仕様
- 3、動作確認。→パソコン内専用評価ソフト立上げ(USBキー付)評価ソフトによる動作確認問題なし。

☆測定については、標準サンプルがない為、社内サンプル品で各種測定し、画像認識出来た。

水準出し




ベースライン測定




フィルター機能




サンプル1: ガラスディスク



サンプル2: 透明ケース



取扱説明書(有)



修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[6H]

検査担当者[小林(克)]

ユーザー名【 出荷日 年 月 日

