

管理番号

P30972

動作確認チェックシート

(機械の仕様・規格を記入する。)

検査日	2025年7月16日		電源電圧	1相 100V	ステージ	6x4ステージ
商品名	金属顕微鏡		周波数	50/60 Hz	微分干渉	有
型式	ECLIPSE ME600L		接眼レンズ	CFIUW10x/25	照明	落射/透過
メーカー名	ニコン		対物レンズ	LUPlan 5x/10x/20x/50x/100x	外寸	W330 D600 H550
機械Ser.No	440833		重量			
製造年月	年	月				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○


備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・外観



・観察

観察サンプル: Mitsutoyo CHART-001







落射照明

・通電確認

電源ランプ点灯 確認

落射/透過ランプ点灯(調光) 確認



透過照明

・可動部確認

XY軸動作 確認

Z軸 粗動/微動動作 確認



・明視野/暗視野

明視野/暗視野切替 確認



・微分干渉



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK)

作業工数[5h]

検査担当者[

Tokunaga]

ユーザー名【

】

出荷日

年

月

日

