

管理番号

P31025

動作確認チェックシート
(恒温槽)

検査日		2025年 8月 8日	電源電圧		1相 200V	断熱材		セラミックファイバ
型式		DH411	周波数		50/60Hz	棚板		2枚
メーカー名		ヤマト科学	ヒーター		2.7 Kw	内寸		W450D450H450
機械Ser.No		56100496	内容積		91 L	外寸		W1140D800H1700
製造年月			ケーブル孔		内径30mm	重量		

《温度範囲》

室温+10℃～360℃

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・パッキン・ゴム栓・スイッチ等に著しいキズ・破損はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	温度設定SW・その他SWの機能は正常か。	○
4 温度調節機能	仕様温度範囲の調節ができるか。(位置運転)	○
5 プログラム機能	温度制御機能は正常か。(適当な温度を入力し確認する)	○
6 保管・出荷準備	ビス締め・清掃・フィルタの汚れ・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
7 確認シール	動作確認済シールを貼る(右側側面上部または機種名板が側面にあるときは、その近)	○

最高・最低温度到達時間

23℃ → 360℃ 約70 分

℃ → ℃ 分

条件 ダンパー=閉 Ta=

備考 (動作確認追記事項・不具合内容等)

・位置運転

庫内温度23℃から仕様最高温度(360℃)到達まで 約70分

庫内実温度測定(参考値) 測定器: 社内測定器(LR8500)

動作確認環境(室温24℃ 湿度67%RH)

・外観 …異常なし

運転開始前
23℃運転開始から約70分後
360℃
(社内測定器353.70℃)

・通電確認

受電ランプ点灯 確認

運転準備入ランプ点灯 確認

表示部表示 確認

スイッチ操作 確認



・プログラム運転

温度制御・時間制御 確認

設定時間終了で停止 確認



・温度過昇防止器動作

加熱ランプ点灯/ブザー鳴動 確認

運転停止 確認



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

FileMaker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作 (OK)

作業工数[3.5h]

検査担当者 [

Tokunaga]

ユーザー名 [

出荷日 年 月 日



ASK INDEX