

動作確認チェックシート

検査日	2026年2月5日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	庫内防爆冷蔵庫	電源電圧	1相 100V	内容積	約139L
型式	LGUEX-1500	周波数	50/60 Hz	冷媒	R600a(ノンフロン)
メーカー名	日本フリーザー	圧縮機定格出力	125 W	扉カギ	有(2個)
機械Ser.No	838139859	消費電力	80 W	外観	W600D620H820
製造年月	2019年 月	冷却尿力	-9~-26℃	重量	約42Kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・外観 …異常なし



・動作

庫内温度18.3℃から仕様最低温度(-26℃)到達まで 約150分



開始時



約150分後



社内測定機

・通電確認

ディスプレイ表示 確認
操作スイッチ動作 確認



・ドアロック

ドアロック用カギ(2個)有り



解錠



施錠

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[4h]

検査担当者[Tokunaga]

ユーザー名[]

出荷日 年 月 日

