

動作確認チェックシート

検査日	2025年6月20日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	恒温槽	電源電圧	単相 AC200V	内容量(ℓ)	216
型式	PH-201	周波数	50/60Hz	重量	139kg
メーカー名	ESPEC	温度範囲	周囲温度+20℃～200℃	棚板	6枚
機械Lot.No	212011480	温度上昇時間	200℃まで40分以内		
製造年月	2002年製	外寸(mm)	W1200×D790×H1530		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6 データバックアップ	PLC (済・未対象・NG) TP (済・未対象・NG) BT交換 (済・未対象・未)	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1. 外観確認: 正常、著しい傷や破損等の異常無し
2. 通電確認: 正常、通電時及び「電源」キー押下後の異常発生無し
3. 動作確認: 正常
 - ①ダンパー動作確認: 手動開閉レバーを「閉」から「開」へ動作、排気孔開閉動作確認済
 - ②定値運転確認: 設定温度上限200℃を設定し運転、27分後に200℃表示到達を確認済
 - ③プログラム運転確認: プログラムを作成し運転実行、プログラム動作確認済
 - ④温度過昇防止機能確認: 温度過昇防止器設定を器内温度以下に設定、アラーム「AL06」発報確認済
4. 付属品: 無し



恒温槽本体



恒温槽内



定値運転 200℃到達時



温度過昇防止器アラーム



ダンパー開閉レバー



排気孔

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK)

作業工数 [4.0h]

検査担当者[遠藤]

ユーザー名[]

出荷日 年 月 日

