

動作確認チェックシート

検査日	2025年 11月 5日	(機械の仕様・規格を記入する。)				
商品名	純水製造装置	電源電圧	単相100V, 13A	蒸留製造量		約1.6L/h
型式	WS201	周波数	50/60Hz	蒸留器	凝縮器	超硬質ガラス
メーカー名	ヤマト科学株式会社	大きさ(W×D×H)	500×400×975		ヒータ	パイプヒータ
機械Ser.No	63509106	採取方法	蒸留法	蒸留水タンク		20L(ポリエチレン製)
製造年月	不明	採取純水	蒸留水	重さ		約30kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6 データバックアップ	PLC(未対象) TP(未対象) BT交換(未対象)	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

本品は未使用品です。通電のみを確認しました。

弊社で実際の通水による動作チェックを実施した場合、装置内に水が存在したまま長期間使用しないリスクが想定されます。

排水はしますが完全には抜けないため、雑菌発生リスク、蒸留器・タンク等の洗浄の必要性が考えられます。このため、蒸留水精製の確認はお客様でお願いします。



取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[1H]

未使用品です。給排水ホース、缶石洗浄剤等は付属していません。

検査担当者[野沢]

