

動作確認チェックシート

検査日	2025年 9月 30日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ウエハー顕微鏡	電源電圧	1相 100V 50/60Hz	対物レンズ	TU
型式	YAT3	対応ウエハ	3インチ		PlanFluor5x/10x/20x/50x/100x
メーカー名	ヤマトハンズ	マガジンセット部	段数:25段	PCラック寸法	W800 D600 H1650
機械Ser.No	2102001	接眼レンズ	CFIUW10x/25	外寸	W1300 D850 H1450
製造年月	2021年 月	照明	LED反射照明	重量	230 Kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・外観 …異常なし



・顕微鏡動作

観察サンプル:ミットヨCHART-001



5x



10x



20x

・通電確認

ローダー

画面表示 確認

スイッチ操作 確認

イニシャライズ動作 確認

顕微鏡

照明ランプ点灯 確認

電動レボルバ回転 確認



ステージ(X/Y/Z軸)動作 確認

PC

ソフトウェア起動 確認

カメラ画像 確認

2モニター表示 確認



50x



100x



明視野/暗視野

・ローダー動作

3インチウエハー(オリフラ)8枚 搬送回数:5回



搬送動画有り

・防振台

エア導入で上昇 確認



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK)

作業工数[5h]

防振台固定済み


検査担当者[Tokunaga]

ユーザー名【 】

出荷日 年 月 日




プラスチックマガジン



マガジン有り確認

シリコンマガジン



マガジン反応なし



センサー位置